

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:10

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-ps-160-p-4674.html>

## Waga łazienkowa BEURER PS 160



Numer katalogowy	<b>PS 160</b>
Kod producenta	<b>PS 160</b>
Kod EAN	<b>421125725303</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Waga łazienkowa z bardzo dużym wyświetlaczem LCD i wyraźnymi cyframi. Powierzchnia ważenia z przyjemnego tworzywa sztucznego. Elementem dekoracyjnym są szklane płytki.