
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:11

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-ps-240-soft-grip-p-4675.html>

Waga łazienkowa BEURER PS 240 soft grip



Numer katalogowy	PS 240 AGITO
Kod producenta	PS 240 AGITO
Kod EAN	4211125754150
Producent	Beurer

Opis produktu

Waga łazienkowa z unikatową powierzchnią ważenia Soft Grip: zapewnia komfortową pozycję podczas pomiaru i jest antypoślizgowa. Zdobiona elegancką aplikacją ze stali szlachetnej. Z podświetlanym czarnym wyświetlaczem LCD oraz dużą dokładnością.