

---

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:55

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-ps-240-soft-grip-p-4675.html>

## Waga łazienkowa BEURER PS 240 soft grip



Numer katalogowy	<b>PS 240 AGITO</b>
Kod producenta	<b>PS 240 AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125754150</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Waga łazienkowa z unikatową powierzchnią ważenia Soft Grip: zapewnia komfortową pozycję podczas pomiaru i jest antypoślizgowa. Zdobiona elegancką aplikacją ze stali szlachetnej. Z podświetlanym czarnym wyświetlaczem LCD oraz dużą dokładnością.