
Dane aktualne na dzień: 15-02-2026 07:36

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-lazienkowa-beurer-ps-25-p-4673.html>

Waga łazienkowa BEURER PS 25



Numer katalogowy	PS 25 AGITO
Kod producenta	PS 25 AGITO
Kod EAN	4211125741105
Producent	Beurer

Opis produktu

Ponadczasowa klasyczna waga w rozmiarze XXL z bardzo dużym podświetlanym na biało wyświetlaczem LCD. Wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym, z eleganckim srebrnym obramowaniem wyświetlacza.