

Link do produktu: <https://akmed.pl/waga-szklana-beurer-gs-235-p-4707.html>

Waga szklana BEURER GS 235



Numer katalogowy	GS 235
Kod producenta	GS 235
Kod EAN	4211125757328
Producent	Beurer

Opis produktu

Wielu ludzi cierpi na nadwagę. Jest to spowodowane zmieniającymi się warunkami życia, mniejszą aktywnością fizyczną lub nadmierną podażą produktów wysokokalorycznych. Jednak również niedowaga stanowi wysoki czynnik ryzyka. Dlatego tak istotna jest regularna kontrola masy ciała.

OPIS PRODUKTU:

- Komfortowa pozycja podczas pomiaru dzięki antypoślizgowej powierzchni ważenia
- Elegancka, matowa powierzchnia o strukturze płytek
- Wyświetlacz LED Magic: niewidoczny wyświetlacz, który pojawia się tylko podczas pomiaru
- Biały, czytelny wyświetlacz Magic
- Antypoślizgowa powierzchnia
- Nowoczesny wyświetlacz z matrycą punktową
- Struktura płytek
- Przełączanie jednostek kg, lb, st
- Sposób włączania: technologia Quick Start
- Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia
- Maks. obciążenie: 180 kg, dokładność: 100 g
- Wymiary: 30 × 30 × 2,1 cm, wyświetlacz: 73 × 27 mm
- Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 × 30 cm
- Wielkość cyfr: 27 mm
- W zestawie 3 baterie AAA 1,5 V