


## Walek do rehabilitacji z kolcami



Numer katalogowy

**9271**

Producent

**Halcamp**

### Opis produktu

#### Walek przeznaczony jest do:

- pobudzania stref refleksogennych
- do ćwiczeń i terapii - zwłaszcza stóp
- do poprawy krążenia krwi jak również do relaksacyjnego masażu całego ciała.

Stożkowate miękkie kolce delikatnie masują, pobudzając zakończenia czuciowe ciała, poprawiając ukrwienie oraz zmniejszają napięcie mięśni.

Walek do masażu może być wykorzystywany zarówno w placówkach rehabilitacyjnych, jak i do użytku domowego.

Produkt jest „Ekologicznym Przyjacielem” wykonany z bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia komponentów. Nie zawiera FTALANÓW i METALI CIĘŻKICH czego dowodzi wynik testu RoHS.

Rozmiar: Ø 5 x 16 cm

Kolor: niebieski

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** czerwony , niebieski