
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:28

Link do produktu: <https://akmed.pl/walek-do-snu-relax-614-p-7206.html>

Walek do snu Relax 614



Numer katalogowy

9244

Producent

Rehafund

Opis produktu

- zapewnia prawidłowe i komfortowe podparcie kręgosłupa szyjnego
- zmniejsza zmęczenie i dyskomfort szyi
- wykonany z pianki o średniej gęstości
- wyposażony w pokrowiec zapinany na suwak
- wymiary: 18 x 46 cm