
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:12

Link do produktu: <https://akmed.pl/walek-multiroll-functional-togu-p-6945.html>

Walek Multiroll functional TOGU®

Numer katalogowy **6992**

Producent **Togu**



Opis produktu

Walek Multiroll może zostać zastosowany w terapii, jak i sporcie. Dzięki wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do leżącego. Łatwe do utrzymania w czystości, o różnych kolorach. Wykonane z wysokojakościowego Rotonu®. Stanowią świetne urozmaicenie dla codziennych planów treningowych i terapii.

SCHORZENIA I PROFILAKTYKA

Choroby kardiologiczne , Choroby neurologiczne , Profilaktyka upadków

TRENING

Trening mentalny, joga, pilates , Trening stabilizacji kręgosłupa i stawów /trening core

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , czerwony , srebrny