

---

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 13:09

Link do produktu: <https://akmed.pl/walek-rehabilitacyjny-atcp-p-4313.html>

## Walek rehabilitacyjny ATCP

Numer katalogowy	<b>ATCP</b>
Producent	<b>Antar</b>



### Opis produktu

Walek rehabilitacyjny Antar przeznaczony jest do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w celu łagodzenia skutków urazów i upośledzeń, a także w zabiegach fizjoterapeutycznych i ćwiczeniach wspomagających koordynowanie budowy anatomicznej.

Sprawdza się nie tylko w masażu, ale jest także świetnym przyrządem do ćwiczeń ogólnorozwojowych. Walek ma zastosowanie rozluźniające, poprawiające elastyczność i kurczliwość mięśni, sprawdza się także w redukcji cellulitu czy w ćwiczeniach jogi.

Zalety włka docenią wszyscy prowadzący aktywny tryb życia. Przy jego wykorzystaniu można nie tylko poprawić kondycję, ale również efektywnie wymodelować sylwetkę ciała.

#### Cechy produktu:

- wykonany z przyjaznej dla środowiska pianki EPP (polipropylen ekspandowany), którą można poddać recyklingowi
- dwa modele włka: z wypełnionym (długość 90 i 45 cm) i niewypełnionym rdzeniem (długość 30 cm)
- odporny na ścieranie, nie chłonie wilgoci, dzięki temu łatwo utrzymać go w czystości
- średnica włka: 15 cm

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Model:** z nie wyp. rdzeniem 30 cm , z wyp. rdzeniem 45 cm , z wyp. rdzeniem 90 cm