
Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 14:43

Link do produktu: <https://akmed.pl/walki-rehabilitacyjne-p-4314.html>

Wałki rehabilitacyjne



Numer katalogowy

AT03501

Producent

Antar

Opis produktu

Wałki rehabilitacyjne

Wałki rehabilitacyjne wykonane są z pianki poliuretanowej wysokiej jakości, która nie ulega deformacji. Wyposażone w pokrowce z łatwo zmywalnego skóropodobnego materiału. Wałki pomocne są przy zabiegach rehabilitacyjnych, gimnastyce korekcyjnej, a także przy masażu. Wałki ułatwiają pozycjonowanie pacjenta w zależności od potrzeb.

Rozmiary wałków:

AT03501 - 50 x 10 cm

AT03502 - 50 x 15 cm

AT03503 - 60 x 10 cm

AT03504 - 60 x 15 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar (cm x cm): 50 cm x 10 cm , 50 cm x 15 cm , 60 cm x 10 cm , 60 cm x 15 cm