

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 21:18

Link do produktu: <https://akmed.pl/wezglowie-na-lozko-rf-950-p-7253.html>



Wezglowie na łóżko RF-950

Numer katalogowy	10612
Producent	Rehafund

Opis produktu

- przeznaczone dla osób, które wymagają dodatkowego wsparcia tułowia podczas leżenia w wyższej pozycji
- konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali
- leże wykonane z taśmy nylonowej o wysokiej przepuszczalności powietrza
- posiada wygodny zagłówek
- łatwa i szybka regulacja kąta nachylenia
- składane, łatwe w transporcie.
- max. bezpieczne obciążenie: 100 kg
- regulacja kąta nachylenia: 25°-80°
- maksymalna szerokość: 545mm
- waga: 2,72kg