

Link do produktu: <https://akmed.pl/whosp-ft-szyna-na-dlon-i-przedramie-z-ujeciem-kciuka-p-1916.html>



## WHOSP - FT szyna na dłoń i przedramię z ujęciem kciuka

Numer katalogowy

**DRQF0D**

Producent

**Qmed**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

#### CECHY PRODUKTU

- szyna, orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa z ujęciem kciuka,
- możliwość indywidualnego dopasowania i zmiany ustawień wraz z postępami leczenia i usprawniania - dzięki lekkiemu, aluminiowo-stalowemu stelażowi pokrytemu pianką EVA,
- konstrukcja posiada usuwalną, miękką wyściółkę z separatorem palców,
- mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
- wersja lewa i prawa.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L
Obwód nadgarstka (cm)	6,5 - 8,0	8,0 - 9,5	9,5

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S