

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-anatomiczne-abri-light-ultra-mini-28szt-dla-kobiet-p-2901.html>

## Wkładki anatomiczne Abri-Light Ultra Mini (28szt.) dla kobiet



Numer katalogowy	<b>41000</b>
------------------	--------------

Producent	<b>Abena</b>
-----------	--------------

### Opis produktu

Abri-Light to cienkie wkładki higieniczne mające zastosowanie w przypadku lekkiego i średniego nietrzymania moczu. Wszystkie wkładki Abri-Light firmy Abena Polska wyposażono w boczne barierki, dzięki czemu są idealnie dopasowane do ciała oraz nie przeciekają. Wkładki higieniczne na nietrzymanie moczu Abena posiadają specjalną warstwę TopDry, która zapewnia szybką wchłaniałość, suchą powierzchnię oraz pozwala skórze oddychać. Dodatkowo wkładki higieniczne Abri Light są zaprojektowane tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprzyjemnego zapachu.

#### Cechy produktu:

- Rozmiary od mini do extra są pojedynczo pakowane,
- Miękkie i niezawodne barierki boczne chroniące przed przeciekaniem,
- Wyjątkowy system TopDry powodujący szybkie wchłanianie oraz suchą powierzchnię,
- Specjalny system minimalizujący ryzyko wystąpienia nieprzyjemnego zapachu,
- Oddychają na całej powierzchni,