

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-anatomiczne-abri-san-premium-11-16szt-p-2888.html>



Wkładki anatomiczne Abri-San Premium 11 (16szt.)

Numer katalogowy **938915**

Producent **Abena**

Opis produktu

Produkty Abri-San są dostępne w 14. różnych poziomach chłonności, spełniając tym samym wszelkie indywidualne potrzeby konsumentów. Produkt zapewnia komfort użytkowania, bezpieczeństwo, wygodę i oszczędność czasu i pieniędzy. W portfolio posiadamy produkty przeznaczone do inkontynencji moczowej (Abri-San) i kałowej (Abri-San Special). Abri-San 5-6-7-8-9-10-11 przeznaczone są do umiarkowanego i ciężkiego nietrzymania moczu. Produkty wyposażono w miękkie, przedłużone barierki, które oferują wyjątkową ochronę przed przeciekaniem. Dzięki taśmom samoprzylepnym istnieje możliwość regulacji. Dodatkowo system TopDry pozwala skórze oddychać, a użytkownikowi czuć się wygodnie i komfortowo w każdej sytuacji.