

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-medic-line-comfort-gel-ms471-p-8058.html>



## Wkładki Medic Line COMFORT GEL MS471

Numer katalogowy **13411**

Producent **Mazbit**

### Opis produktu

- wkładki dla osób z dolegliwościami bólowymi, z deformacjami i metatarsalgią stóp
- pełnią funkcję amortyzatora wstrząsów, na jakie narażona jest stopa podczas kontaktu z podłożem
- zalecane dla osób o wrażliwych stopach, ceniących komfort
- wyściółka z materiału pochłaniającego pot

Rodzaj	Wkładki dla dorosłych, Wyroby żelowe/silikonowe
Przeznaczenie	Pozostałe dolegliwości
Obuwie	Sportowe, Trekkingowe, Półbuty
Wykonanie	Elastyczny żel dający efekt masażu stopy oraz miękki materiał. Grubość 5 mm.
Rozmiar	35/40, 41/46

### Pranie

Mycie ręczne

### Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle ( szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar buta:** 35/40 , 41/46