

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-ortopedyczne-skorzane-przeciw-plaskostopiu-podluznemu-amortyzujace-at53503-p-4321.html>



Wkładki ortopedyczne skórzane przeciw płaskostopiu podłużnemu - amortyzujące - AT53503

Numer katalogowy	AT53503
Producent	Antar

Opis produktu

AT53503 Wkładki ortopedyczne skórzane przeciw płaskostopiu podłużnemu - amortyzujące

Cechy produktu: Spód wkładek wykonany jest ze spienionego lateksu o odpowiedniej twardości i sprężystości, bez trwałego odkształcenia. Wkładki posiadają wyprofilowany klin supinujący proporcjonalny do wielkości wkładki. Wkładki łagodnie wspierają podłużny łuk stóp. W części piętowej posiadają zagłębienie spełniające funkcję stabilizacji stóp. W przedniej części wkładek wykonana jest perforacja umożliwiająca spokojne krążenie powietrza wewnątrz obuwia, która powoduje również delikatny masaż stóp w rejonie głów palców. Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o odpowiedniej grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. Zalecane są przy płaskostopiu podłużnym oraz przy koślawym ustawieniu pięt i kolan. Amortyzują wstrząsy, łagodzą dolegliwości i bóle w obrębie podeszwy stóp. Wkładki nie zajmują dużo miejsca w obuwiu i poprawiają komfort chodzenia.

Rozmiary (obuwia): 35 - 45

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45