

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-ortopedyczne-skorzane-przeciw-plaskostopiu-poprzedcznemu-34-amortyzujace-at53504-p-4322.html>



Wkładki ortopedyczne skórzane przeciw płaskostopiu poprzedcznemu 3/4 - amortyzujące - AT53504

Numer katalogowy	AT53504
Producent	Antar

Opis produktu

AT53504 Wkładki ortopedyczne skórzane przeciw płaskostopiu poprzedcznemu 3/4 - amortyzujące

Cechy produktu:

Spód wkładek wykonany jest ze spienionego lateksu o odpowiedniej twardości i sprężystości, bez trwałego odkształcenia. Wkładki posiadają pelotę metatarsalną, proporcjonalną do wielkości stopy. Podpierają łuk poprzeczny stopy. Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o odpowiedniej grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. Wkładki posiadają w przedniej części odpowiedni kształt umożliwiający dopasowanie do każdego rodzaju obuwia. Zalecane są przy płaskostopiu poprzedcznym. Łagodzą bóle śródstopia i palców młotkowatych, zapobiegają odparzeniom głów palców szczególnie w części środkowej. Zalecane przy opuszczeniu łuku poprzecznego stopy, a zwłaszcza przy zniekształceniach dużego palucha (halluks). Wkładki są bardzo lekkie, przyjazne dla użytkownika. Amortyzują wstrząsy, łagodzą dolegliwości i bóle w obrębie podeszwy stopy. Wkładki nie zajmują dużo miejsca w obuwiu i poprawiają komfort chodzenia.

Rozmiary (obuwia): 35 - 45

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45