

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-ortopedyczne-skorzane-przeciw-plaskostopiu-poprzedcznemu-i-podluznemu-na-sztynnym-podzespole-at53501-p-4319.html>



## Wkładki ortopedyczne, skórzane przeciw płaskostopiu poprzedcznemu i podłużnemu na sztywnym podzespole - AT53501

Numer katalogowy	<b>AT53501</b>
Producent	<b>Antar</b>

### Opis produktu

#### **AT53501 Wkładki ortopedyczne, skórzane przeciw płaskostopiu poprzedcznemu i podłużnemu na sztywnym podzespole**

Cechy produktu: Wkładki wykonane są z polipropylenu spienionego odpowiedniej twardości i sprężystości pokrytego skórą naturalną o odpowiedniej grubości. Wkładki posiadają świadectwo „Zdrowej Stopy”. Z wkładką połączony jest wyprofilowany element usztywniający wspierający łuki poprzeczny i podłużny stóp, mający w tylnej części otwór z lateksowym wypełnieniem, dla odciążenia kości piętowej. W przedniej części wkładek wykonana jest perforacja umożliwiająca spokojne krążenie powietrza wewnątrz obuwia, która powoduje również delikatny masaż stóp w rejonie głów palców. Wkładki posiadają charakter stabilizujący, utrzymujący stopę w odpowiedniej pozycji. Zalecane przy dolegliwościach w obrębie stawu skokowego oraz przy koślawym ustawieniu stóp.

**Rozmiary (obuwia):** 35 - 45

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar buta:** 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45