

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 14:11

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-silikonowe-34-dlugosci-5404-p-7481.html>



Wkładki silikonowe 3/4 długości - 5404

| | |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | 5404 |
| Producent | Oppo |

Opis produktu

5404 Wkładki silikonowe 3/4 długości.

Stabilizuje tył stopy podtrzymując jednocześnie łuk podłużny. Pochłania wstrząsy w okolicach pięty, łuku podłużnego oraz śródstopia. Poprzez masowanie stopy poprawia krążenie krwi.

Numer katalogowy: 5404.

Rozmiar (rozmiar buta):

N1 33 - 36

N2 37 - 40

N3 41 - 44.

Wskazania: stabilizacja łuku podłużnego i poprzecznego, absorpcja wstrząsów, rozproszenie nacisku, bóle pięt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: N1 , N2 , N3