



## Wkładki silikonowe - 5401

Numer katalogowy **5401**

Producent **Oppo**

### Opis produktu

#### **5401 Wkładki silikonowe.**

Wykonane są z silikonu o 2 stopniach gęstości. W rejonach pięty i śródstopia zastosowano silikon o zwiększonej miękkości. Doskonale absorbują wstrząsy wywierane na staw skokowy, kolana oraz biodra, powstające podczas chodzenia lub uprawiania sportów. Pomagają optymalnie rozłożyć nacisk wywierany na stopę przez ciężar całego ciała, redukuje bóle stóp, nóg oraz dolnego odcinka pleców, a także podrażnienia związane ze wstrząsami oraz naciskiem wywieranym na stopy. Są wytrzymałe i łatwo się je czyści. Absorbują 96,3% energii wstrząsu.

**Numer katalogowy:** 5401.

**Rozmiar** (rozmiar buta):

**N1** 37 - 38

**N2** 39 - 40

**N3** 41 - 42

**N4** 43 - 44

**N5** 45 - 46.

**Wskazania:** stabilizacja łuku podłużnego i poprzecznego, absorpcja wstrząsów, rozproszenie nacisku, bóle pięt, długotrwałe stanie, zmęczenie stóp.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** N1 , N2 , N3 , N4