

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-silikonowe-5408-p-7486.html>



## Wkładki silikonowe - 5408

Numer katalogowy **5408**

Producent **Oppo**

### Opis produktu

#### **5408 Wkładki silikonowe.**

Wykonane są z silikonu o 2 stopniach gęstości. W rejonach pięty i śródstopia zastosowano silikon o zwiększonej miękkości. Doskonale absorbują wstrząsy wywierane na stawy skokowy, kolana oraz biodra, powstające podczas chodzenia lub uprawiania sportów. Pomagają optymalnie rozłożyć nacisk wywierany na stopę przez ciężar całego ciała, redukują bóle stóp, nóg oraz dolnego odcinka pleców, a także podrażnienia związane ze wstrząsami oraz naciskiem wywieranym na stopy. Są wytrzymałe i łatwo się je czyści. Absorbują 96,3% energii wstrząsu. Wkładki pokryte są przyjemną w dotyku tkaniną, która zwiększa komfort ich użytkowania.

**Numer katalogowy:** 5408.

**Rozmiar** (rozmiar buta):

**N1** 37 - 38

**N2** 39 - 40

**N3** 41 - 42

**N4** 43 - 44

**N5** 45 - 46.

**Wskazania:** absorpcja wstrząsów, rozproszenie nacisku, bóle pięt, długotrwałe stanie, zmęczenie stóp.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** N1 , N2 , N3 , N4 , N5