

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-silikonowe-pl-701f-p-2483.html>



Wkładki silikonowe PL-701F

Numer katalogowy **PL-701F**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Wkładki wykonane z wiskoelastycznego silikonu ze specjalnie zaprojektowanymi strefami odciążającymi paluch, przodostopie i piętę, z pelotą wspierającą sklepienie podłużne stóp, wierzchnie pokrycie materiałowe jest hypoalergiczne, oddychające i hamuje rozwój flory bakteryjnej dzięki czemu pozwala łatwo utrzymać higienę stóp.

Zastosowanie:

Talalgia, Bursitis, Metatarsalgia, ostrogi piętowe, zapalenie rozciągna podeszwowego stóp, stopa cukrzycowa, dolegliwości bólowe stóp, pooperacyjnie, do uprawiania sportu.

Działanie:

dzięki specjalnie zaprojektowanym strefom odciążenia palucha, przodostopie, pięty oraz materiałom użytym do produkcji wkładek posiadają one doskonałe właściwości absorbujące wstrząsy podczas ruchu oraz rozkładające obciążenie stóp podczas stania, pokrycie materiałowe dzięki poślizgowi, pozwala na łatwe włożenie stopy do buta.

Pakowanie:para.

Kolor:mlecznobiały (wkładka), wyściółka szara.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	0	1	2	3	4	5
ROZMIAR STOPY	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5