

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 17:03

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-silikonowe-pl-750-p-2478.html>

## Wkładki silikonowe PL-750



Numer katalogowy

**PL-750**

Producent

**Orliman**

### Opis produktu

Wkładki wykonane z wiskoelastycznego silikonu ze strefami odciążającymi przodostopie i piętę, z pelotą wspierającą sklepienie podłużne stóp.

#### Zastosowanie:

Talalgia, Bursitis, Metatarsalgia, ostrogi piętowe, zapalenie rozciągnięta podeszwy stóp, stopa cukrzycowa, dolegliwości bólowe stóp, pooperacyjnie, do uprawiania sportu.

#### Działanie:

dzięki materiałom użytym do produkcji wkładek posiadają one doskonałe właściwości absorbujące wstrząsy podczas ruchu oraz rozkładające obciążenie stóp podczas stania. Strefy niebieskie oraz anatomiczne wyprofilowanie powodują lepsze dopasowanie wkładek do stóp oraz absorpcję wstrząsów i obciążeń.

**Pakowanie:**para.

**Kolor:**przejrzyste.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	0	1	2	3	4	5
ROZMIAR STOPY	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4 , 5