

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-silikonowe-z-pokryciem-materialowym-pl-750f-p-2479.html>

Wkładki silikonowe z pokryciem materiałowym PL-750F



Numer katalogowy **PL-750F**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Wkładki wykonane z wiskoelastycznego silikonu ze strefami odciążającymi przodostopie i piętę, z pelotą wspierającą sklepienie podłużne stóp, wierzchnie pokrycie materiałowe jest hypoalergiczne, oddychające i hamuje rozwój flory bakteryjnej dzięki czemu pozwala łatwo utrzymać higienę stóp.

Zastosowanie:

Talalgia, Bursitis, Metatarsalgia, ostrogi piętowe, zapalenie rozciągnięta podeszwy stóp, stopa cukrzycowa, dolegliwości bólowe stóp, pooperacyjnie, do uprawiania sportu.

Działanie:

dzięki materiałom użytym do produkcji wkładek posiadają one doskonałe właściwości absorbujące wstrząsy podczas ruchu oraz rozkładające obciążenie stóp podczas stania. Strefy niebieskie oraz anatomiczne wyprofilowanie powodują lepsze dopasowanie wkładek do stóp oraz absorpcję wstrząsów i obciążeń, pokrycie materiałowe dzięki poślizgowi, pozwala na łatwe włożenie stopy do buta z wkładką wewnątrz.

Pakowanie:para.

Kolor:mlecznobiały (wkładka), wyściółka szara.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	0	1	2	3	4	5
ROZMIAR STOPY	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5