

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 13:54

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-topmed-p-3726.html>

## Wkładki Topmed

Numer katalogowy **030307**

Producent **Kaps**



### Opis produktu

Klin Topmed pozwala wizualnie zwiększyć wzrost, bez konieczności stosowania obuwia na wysokim obcasie. Służy także do wyrównywania nierówności kończyn dolnych, unosząc piętę i śródstopie krótszej nogi. Wykonany został z korfantu - specjalnego materiału o zwiększonej trwałości oraz skóry owczej. Opakowanie zawiera 2 sztuki (parę).

Wys. 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm

Rozm. S, M, L

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wysokość:** 10 mm , 15 mm , 20 mm , 25 mm , 30 mm , 5 mm

**Rozmiar:** L , M , S