

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 13:06

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-topmed-p-3726.html>

Wkładki Topmed

Numer katalogowy **030307**

Producent **Kaps**



Opis produktu

Klin Topmed pozwala wizualnie zwiększyć wzrost, bez konieczności stosowania obuwia na wysokim obcasie. Służy także do wyrównywania nierówności kończyn dolnych, unosząc piętę i śródstopie krótszej nogi. Wykonany został z korfantu - specjalnego materiału o zwiększonej trwałości oraz skóry owczej. Opakowanie zawiera 2 sztuki (parę).

Wys. 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm

Rozm. S, M, L

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L, M, S

Wysokość: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 5 mm