

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-urologiczne-seni-lady-comfort-extra-p-2801.html>

Wkładki urologiczne Seni Lady Comfort Extra



Numer katalogowy	Seni Lady Comfort Extra
Producent	Seni

Opis produktu

Wkładki urologiczne Seni Lady Extra przeznaczone są dla kobiet z lekkim i średnim nietrzymaniem moczu.

Rozmiar Seni Lady Extra dzięki specjalnej budowie zapewnia dużo większą chłonność i bezpieczeństwo niż zwyczajna podpaska. Mimo że wyglądem wkładki urologiczne przypominają podpaski, mają zupełnie inną funkcję. Dają doskonałą ochronę przy nietrzymaniu moczu. Chłonność wkładek urologicznych jest kilkakrotnie wyższa niż chłonność zwykłych podpasek dzięki zastosowaniu superabsorbentu, który wiąże zapach i ciecz. Seni Lady Comfort Extra mają wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom. Osłonki wykonane są z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych. Seni Lady są oddychające, dzięki czemu zapewniają swobodny dostęp powietrza do skóry. Mocowane za pomocą szerokiego paska klejowego, który skutecznie mocuje wkładkę do bielizny.

Wkładki Seni Lady Comfort zawierają wyciąg z zielonej herbaty oraz są indywidualnie pakowane. Nie podlegają refundacji.

Dostępne w opakowaniach: 8 szt.