

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-urologiczne-seni-lady-comfort-mini-p-2803.html>

## Wkładki urologiczne Seni Lady Comfort Mini



Numer katalogowy	<b>Seni Lady Comfort Mini</b>
Producent	<b>Seni</b>

### Opis produktu

Wkładki urologiczne Seni Lady Mini przeznaczone są dla kobiet z lekkim nietrzymaniem moczu. Rozmiar Mini wielkością przypomina tradycyjną podaskę, jednak dzięki specjalnej budowie zapewnia dużo większe bezpieczeństwo. Chłonność wkładek urologicznych jest kilkakrotnie wyższa niż chłonność zwykłych wkładek dzięki zastosowaniu superabsorbentu wzbogaconego wyciągiem z zielonej herbaty, który wiąże ciecz i neutralizuje nieprzyjemny zapach. Seni Lady Mini mają wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom. Osłonki wykonane są z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych. Seni Lady są oddychające, dzięki czemu zapewniają swobodny dostęp powietrza do skóry. Mocowane za pomocą szerokiego paska klejowego, który skutecznie mocuje wkładkę do bielizny.

Wkładki Seni Lady Comfort zawierają wyciąg z zielonej herbaty oraz są indywidualnie pakowane. Nie podlegają refundacji.

Dostępne w opakowaniach: 12 szt.