

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-urologiczne-seni-lady-comfort-mini-plus-p-2804.html>

## Wkładki urologiczne Seni Lady Comfort Mini Plus



Numer katalogowy

**Seni Lady Comfort Mini Plus**

Producent

**Seni**

### Opis produktu

Wkładki urologiczne Seni Lady Mini Plus przeznaczone są dla kobiet z lekkim nietrzymaniem moczu. Rozmiar Mini Plus wielkością przypomina tradycyjną podpaszkę, jednak dzięki specjalnej budowie zapewnia dużo większą chłonność i bezpieczeństwo. Chłonność wkładek urologicznych jest kilkakrotnie wyższa niż chłonność zwykłych wkładek dzięki zastosowaniu superabsorbentu wzbogaconego wyciągiem z zielonej herbaty, który wiąże ciecz i neutralizuje nieprzyjemny zapach. Seni Lady Mini Plus mają wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom. Osłonki wykonane są z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych. Seni Lady są oddychające, dzięki czemu zapewniają swobodny dostęp powietrza do skóry. Mocowane za pomocą szerokiego paska klejowego, który skutecznie mocuje wkładkę do bielizny.

Wkładki Seni Lady Comfort zawierają wyciąg z zielonej herbaty oraz są indywidualnie pakowane. Nie podlegają refundacji.

Dostępne w opakowaniach: 10 szt.