

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-urologiczne-seni-lady-comfort-normal-p-2805.html>

## Wkładki urologiczne Seni Lady Comfort Normal



Numer katalogowy

**Seni Lady Comfort  
Normal**

Producent

**Seni**

### Opis produktu

Wkładki urologiczne Seni Lady Normal przeznaczone są dla kobiet z lekkim nietrzymaniem moczu.

Rozmiar Normal wielkością przypomina tradycyjną podpaskę, jednak dzięki specjalnej budowie zapewnia dużo większą Chłonność i bezpieczeństwo. Mimo że wkładki urologiczne przypominają wyglądem podpaski, mają zupełnie inną funkcję. Dają doskonałą ochronę przy nietrzymaniu moczu. Chłonność wkładek urologicznych jest kilkakrotnie wyższa niż chłonność zwykłych wkładek dzięki zastosowaniu superabsorbentu wzbogaconego wyciągiem z zielonej herbaty, który wiąże ciecz i neutralizuje nieprzyjemny zapach. Seni Lady mają wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom. Osłonki wykonane są z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych. Seni Lady są oddychające, dzięki czemu zapewniają swobodny dostęp powietrza do skóry. Mocowane za pomocą szerokiego paska klejowego, który skutecznie mocuje wkładkę do bielizny.

Wkładki Seni Lady Comfort zawierają wyciąg z zielonej herbaty oraz są indywidualnie pakowane. Nie podlegają refundacji.

Dostępne w opakowaniach: 10 szt.