

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-urologiczne-seni-lady-extra-plus-p-2794.html>

## Wkładki urologiczne Seni Lady Extra Plus



Numer katalogowy	<b>Seni Lady Extra Plus</b>
Producent	<b>Seni</b>

### Opis produktu

Anatomiczne wkładki urologiczne Seni Lady Extra Plus przeznaczone są dla kobiet z lekkim i średnim nietrzymaniem moczu.

Rozmiar Seni Lady Extra Plus dzięki specjalnej budowie zapewnia dużo większą chłonność i bezpieczeństwo niż zwyczajna podpaska. Mimo że wyglądem wkładki urologiczne przypominają podpaski, mają zupełnie inną funkcję. Dają doskonałą ochronę przy nietrzymaniu moczu. Chłonność wkładek urologicznych jest kilkakrotnie wyższa niż chłonność zwykłych podpasek dzięki zastosowaniu superabsorbentu, który wiąże zapach i ciecz. Seni Lady Extra Plus mają wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom. Osłonki wykonane są z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych. Seni Lady są oddychające, dzięki czemu zapewniają swobodny dostęp powietrza do skóry. Mocowane za pomocą szerokiego paska klejowego, który skutecznie mocuje wkładkę do bielizny.

Dostępne w opakowaniach: 15 szt.