

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 11:27

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-urologiczne-seni-lady-mini-p-2796.html>



## Wkładki urologiczne Seni Lady Mini

Numer katalogowy	<b>Seni Lady Mini</b>
Producent	<b>Seni</b>

### Opis produktu

Wkładki urologiczne Seni Lady Mini przeznaczone są dla kobiet z lekkim nietrzymaniem moczu.

Rozmiar Mini wielkością przypomina tradycyjną podpaskę, jednak dzięki specjalnej budowie zapewnia dużo większe bezpieczeństwo. Chłonność wkładek urologicznych jest kilkakrotnie wyższa niż chłonność zwykłych podpasek, dzięki zastosowaniu superabsorbentu, który wiąże zapach i ciecz. Seni Lady Mini mają wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom. Osłonki wykonane są z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych. Seni Lady są oddychające, dzięki czemu zapewniają swobodny dostęp powietrza do skóry. Mocowane za pomocą szerokiego paska klejowego, który skutecznie mocuje wkładkę do bielizny.

Dostępne w opakowaniach: 20 szt.