

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 13:02

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-urologiczne-seni-lady-mini-plus-p-2797.html>



Wkładki urologiczne Seni Lady Mini Plus

Numer katalogowy	Seni Lady Mini Plus
Producent	Seni

Opis produktu

Wkładki urologiczne Seni Lady Mini Plus przeznaczone są dla kobiet z lekkim nietrzymaniem moczu.

Rozmiar Mini Plus wielkością przypomina tradycyjną podpaszkę, jednak dzięki specjalnej budowie zapewnia dużo większą chłonność i bezpieczeństwo. Chłonność wkładek urologicznych jest kilkakrotnie wyższa niż chłonność zwykłych podpasek dzięki zastosowaniu superabsorbentu, który wiąże zapach i ciecz. Seni Lady Mini Plus mają wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom. Osłonki wykonane są z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych. Seni Lady są oddychające, dzięki czemu zapewniają swobodny dostęp powietrza do skóry. Mocowane za pomocą szerokiego paska klejowego, który skutecznie mocuje wkładkę do bielizny.

Dostępne w opakowaniach: 20 szt