

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-urologiczne-seni-lady-plus-p-2799.html>

Wkładki urologiczne Seni Lady Plus



Numer katalogowy	Seni Lady Plus
Producent	Seni

Opis produktu

Wkładki urologiczne Seni Lady Plus przeznaczone są dla kobiet z lekkim i średnim nietrzymaniem moczu.

Rozmiar Plus dzięki specjalnej budowie zapewnia wysoką Chłonność i bezpieczeństwo. Mimo że wkładki urologiczne przypominają wyglądem podpaski, mają zupełnie inną funkcję. Dają doskonałą ochronę przy nietrzymaniu moczu. Chłonność wkładek urologicznych jest kilkakrotnie wyższa niż chłonność zwykłych podpasek dzięki zastosowaniu superabsorbentu, który wiąże zapach i ciecz. Seni Lady Plus mają wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom. Osłonki wykonane są z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych. Seni Lady są oddychające, dzięki czemu zapewniają swobodny dostęp powietrza do skóry. Mocowane za pomocą szerokiego paska klejowego, który skutecznie mocuje wkładkę do bielizny.

Dostępne w opakowaniach: 15 szt.