

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-urologiczne-seni-lady-super-p-2800.html>

## Wkładki urologiczne Seni Lady Super



Numer katalogowy **Seni Lady Super**

Producent **Seni**

### Opis produktu

Wkładki urologiczne Seni Lady Super przeznaczone są dla kobiet z lekkim i średnim nietrzymaniem moczu.

Rozmiar Super jest większy od tradycyjnej podpaski, dzięki specjalnej budowie zapewnia dużo większą chłonność i bezpieczeństwo. Mimo że wkładki urologiczne wyglądem przypominają podpaski, mają zupełnie inną funkcję. Dają doskonałą ochronę przy nietrzymaniu moczu. Chłonność wkładek urologicznych jest kilkakrotnie wyższa niż chłonność zwykłych podpasek dzięki zastosowaniu superabsorbentu, który wiąże zapach i ciecz. Seni Lady Super mają wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom. Osłonki wykonane są z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych. Seni Lady są oddychające, dzięki czemu zapewniają swobodny dostęp powietrza do skóry. Mocowane za pomocą szerokiego paska klejowego, który skutecznie mocuje wkładkę do bielizny.

Dostępne w opakowaniach: 15 szt.