

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 11:51

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-urologiczne-seni-man-extra-p-2806.html>

## Wkładki urologiczne Seni Man Extra



Numer katalogowy **Seni Man Extra**

Producent **Seni**

### Opis produktu

Wkładki urologiczne Seni Man Extra przeznaczone są dla mężczyzn z lekkim nietrzymaniem moczu. Mają wyższą chłonność niż Seni Man Normal. Kształtem przypominają ochraniacz bokserski. Szeroki pasek klejowy zapewnia dokładne i pewne mocowanie do bielizny. Dzięki zastosowaniu antybakteryjnego superabsorbentu, wkładki chłoną nie tylko mocz, ale również nieprzyjemny zapach. Seni Man Extra mają zapobiegające wyciekom wewnętrzne osłonki boczne wykonane z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych. Seni Man Extra są oddychające, dzięki czemu zapewniają swobodny dostęp powietrza do skóry.

**UWAGA!** Wkładki do stosowania tylko w przylegającej bieliźnie

Dostępne w opakowaniach: 15 szt.