

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 13:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-urologiczne-seni-man-normal-p-2807.html>

Wkładki urologiczne Seni Man Normal



Numer katalogowy	Seni Man Normal
Producent	Seni

Opis produktu

Wkładki urologiczne Seni Man Normal przeznaczone są dla mężczyzn z lekkim nietrzymaniem moczu. Kształtem przypominają ochraniacz bokserki. Szeroki pasek klejowy zapewnia dokładne i pewne mocowanie do bielizny. Dzięki zastosowaniu antybakteryjnego superabsorbentu, wkładki chłoną nie tylko mocz, ale również nieprzyjemny zapach. Seni Man Normal mają zapobiegające wyciekom wewnętrzne osłonki boczne wykonane z delikatnej włókny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych. Seni Man Normal są oddychające, dzięki czemu zapewniają swobodny dostęp powietrza do skóry.

UWAGA! Wkładki do stosowania tylko w przylegającej bieliźnie

Dostępne w opakowaniach: 15 szt.