

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 13:02

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-urologiczne-seni-man-super-p-2808.html>

Wkładki urologiczne Seni Man Super



Numer katalogowy	Seni Man Super
Producent	Seni

Opis produktu

Wkładki urologiczne Seni Man Super to produkt o najwyższej chłonności wśród oferty wkładek urologicznych dla mężczyzn. Mają zastosowanie przy średnim nietrzymaniu moczu. Kształtem przypominają łódkę (podłużną, prostokątną kieszeń). Szeroki pasek klejowy zapewnia dokładne i pewne mocowanie do bielizny. Dzięki zastosowaniu antybakteryjnego superabsorbentu, wkładki chłoną nie tylko mocz, ale również nieprzyjemny zapach. Seni Man Super są oddychające, dzięki czemu zapewniają swobodny dostęp powietrza do skóry.

UWAGA! Wkładki do stosowania tylko w przylegającej bieliźnie

Dostępne w opakowaniach: 10 szt.