

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-zelowe-medalist-p-3747.html>



Wkładki żelowe Medalist

Numer katalogowy **050407**

Producent **Kaps**

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

Wkładki żelowe absorbują mikrowstrząsy i redukują naciski przynosząc ulgę stopom zmęczonym i obolałym. Doskonale działają w przypadku bólu w okolicy przodostopia, pięty a także mięśni stawów i ścięgien nóg. Przynoszą również ulgę stopom osób chorych na cukrzycę. Dają efekt masażu, który pobudza cyrkulację krwi. Ze względu na korytkowe wykończenie części piętowej nadają się dla osób z ostrogą piętową boczną. Wkładki są odpowiednie dla stóp koślawych. Posiadają silikonowe elementy pod piętą i śródstopiem, które podnoszą komfort chodzenia. Wkładki można myć wodą i neutralnym mydłem. Po umyciu należy je natalkować. Wkładki umieszcza się równą powierzchnią do spodu obuwia. Wkładkę wykonano ze specjalnego żelu polimerowego.

Rozm. 35/36-45/46

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 35/36 , 37/38 , 39/40 , 41/42 , 43/44 , 45/46