

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:53

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-zelowe-medalist-p-3748.html>



Wkładki żelowe Medalist+

Numer katalogowy **050421**

Producent **Kaps**

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

Wkładki absorbują mikrowstrząsy i redukują naciski, przynoszą ulgę stopom zmęczonym i obolałym. Doskonale w przypadku bólu pięty, mięśni, stawów i ścięgien. Ze względu na korytkowe wykończenie części piętowej nadają się dla osób z ostrogą piętową boczną. Wkładki można myć wodą i neutralnym mydłem. Po umyciu należy je natalkować. Wkładki umieszcza się równą powierzchnią do spodu obuwia.

Rozm. 35/36-45/46

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 35/36 , 37/38 , 39/40 , 41/42 , 43/44 , 45/46