

Link do produktu: <https://akmed.pl/wklady-anatomiczne-dla-ciezkiej-inkontynencji-moliform-premium-soft-super-p-5847.html>

## Wkłady anatomiczne dla ciężkiej inkontynencji MoliForm® Premium soft super



Numer katalogowy **1689191**

Producent **MoliCare**

### Opis produktu

#### Ciężka inkontynencja

Ultrachłonny wkład pogrubiony w okolicy krocza gwarantuje wysoką chłonność i niezawodne wiązanie wilgoci. Superabsorbent zawierający cząsteczki CyDex wiąże i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wkład chłonny pokryty jest warstwą Dry Plus kierującą wilgoć do wnętrza wkładu chłonnego i chroniącą skórę przed zawilgoceniem. Miękkie zakładki wewnętrzne otaczające wkład chłonny zabezpieczają przed wyciekaniem wilgoci na boki. Anatomiczny kształt wkładu oraz nitki z lycry na brzegach gwarantują dobre dopasowanie i dodatkową gwarancję przed wyciekaniem. Maksymalną ochronę zapewnia błękitna bariera znajdująca się w przedniej i tylnej części pieluchy uniemożliwiająca jakikolwiek wyciek na zewnątrz.

#### Zastosowanie

Dzięki czterem różnym stopniom chłonności MoliForm Premium Soft może być stosowany przy każdym stopniu nietrzymania moczu. MoliForm Premium Soft spełnia swoje funkcje zarówno w przypadku pacjentów leżących, jak również osób prowadzących aktywny tryb życia. Zakładanie i dyskretne noszenie pieluch anatomicznych MoliForm Premium Soft jest szczególnie łatwe w przypadku wykorzystania majteczek siatkowych MoliPants. Nawet osoby starsze i ograniczone ruchowo mogą zakładać i zmieniać pieluchę samodzielnie.

**Opakowanie:** 30 szt.