

Link do produktu: <https://akmed.pl/wklady-anatomiczne-dla-inkontynencji-umiarkowanej-moliform-premium-soft-for-men-p-5846.html>



Wkłady anatomiczne dla inkontynencji umiarkowanej MoliForm® Premium soft for men

Numer katalogowy **1688191**

Producent **MoliCare**

Opis produktu

Pieluchy anatomiczne z wkładem chłonnym dostosowanym do anatomii mężczyzny. Wkład chłonny powiększony w przedniej części pieluchy.

Ultrachłonny wkład pogrubiony w okolicy krocza gwarantuje wysoką chłonność i niezawodne wiązanie wilgoci. Superabsorbent zawierający cząsteczki CyDex wiąże i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wkład chłonny pokryty jest warstwą Dry Plus kierującą wilgoć do wnętrza wkładu chłonnego i chroniącą skórę przed zawilgoceniem. Miękkie zakładki wewnętrzne otaczające wkład chłonny zabezpieczają przed wyciekaniem wilgoci na boki. Anatomiczny kształt wkładu oraz nitki z lycry na brzegach gwarantują dobre dopasowanie i dodatkową gwarancję przed wyciekaniem. Maksymalną ochronę zapewnia błękitna bariera znajdująca się w przedniej i tylnej części pieluchy uniemożliwiająca jakiegokolwiek wyciek na zewnątrz.

Zastosowanie

Dzięki czterem różnym stopniom chłonności MoliForm Premium Soft może być stosowany przy każdym stopniu nietrzymania moczu. MoliForm Premium Soft spełnia swoje funkcje zarówno w przypadku pacjentów leżących, jak również osób prowadzących aktywny tryb życia. Zakładanie i dyskretne noszenie pieluch anatomicznych MoliForm Premium Soft jest szczególnie łatwe w przypadku wykorzystania majteczek siatkowych MoliPants. Nawet osoby starsze i ograniczone ruchowo mogą zakładać i zmieniać pieluchę samodzielnie.

Opakowanie: 28 szt.