

Link do produktu: <https://akmed.pl/wklady-anatomiczne-dla-sredniego-poziomu-nietrzymania-moczu-molicare-premium-form-men-extra-plus-p-5844.html>



Wkłady anatomiczne dla średniego poziomu nietrzymania moczu MoliCare® Premium Form MEN extra plus

Numer katalogowy **1688192**

Producent **MoliCare**

Opis produktu

Nowoczesne pieluchy anatomiczne o uniwersalnym działaniu z trójwarstwowym, anatomicznie ukształtowanym wkładem chłonnym, z systemem szybkiej dystrybucji moczu, miękkimi i zagiętymi zakładkami bocznymi zapobiegającymi przeciekaniu, elastycznymi ściągaczami w obszarze pachwin, pokryte materiałem tekstylnym z zewnątrz i wskaźnikiem wilgotności. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu wkładowi chłonnemu oraz wysokiej zdolności wchłaniania, MoliCare Premium Form zapewnia maksymalną ochronę przed wyciekaniem. MoliCare Premium Form ma wysoką zdolność zatrzymywania wilgoci wewnątrz wkładu, przez co zapewnia zdrową skórę i wysoki komfort noszenia. Łatwe do założenia wraz z elastycznymi majtkami wielokrotnego użytku (MoliCare Premium Fixpants), które zapewniają mocowanie wkładu i lepsze dopasowanie do kształtów ciała.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony dla mężczyzn z problemem nietrzymania moczu i/lub stolca - średniego poziomu. Może być stosowany przez osoby unieruchomione oraz mobilne.

Opakowanie: 28 szt.