

Link do produktu: <https://akmed.pl/worki-ileostomijne-dansac-nova-1-srednica-otworu-10-40-mm-do-przyciecia-8860136-p-6004.html>



## Worki ileostomijne Dansac Nova 1 Średnica otworu: 10-40 mm (do przycięcia) - 8860136

Numer katalogowy **8860136**

Producent **Dansac**

### Opis produktu

#### System jednoczęściowy otwarty

- Hydrokoloidowa, przyjazna dla skóry antyalergiczna płytka, grubsza wokół stomii i zwężająca się ku brzegom, dzięki czemu idealnie przylega do skóry.
- Filtr węglowy eliminujący nieprzyjemne zapachy i zapobiegający tworzeniu się efektu balona.
- Specjalnie tłoczona folia z pęcherzykami powietrza minimalizująca przyleganie treści jelitowej do ścianek worka i redukująca odgłosy towarzyszące opróżnianiu się jelita.
- Niezwykle proste w obsłudze zamknięcie na rzep, a w przypadku worków asymetrycznych klamra lub elastyczna zapinka.

#### Zastosowanie

Jednoczęściowe worki stomijne z możliwością opróżniania **Dansac Nova 1**.

Pakowane po 30 sztuk w pudełku. Możliwość zakupu pojedynczych sztuk.

**Średnica otworu:** Średnica gotowego otworu: 10 mm Max do przycięcia: do 40 mm

**nr katalogowy:** 8860136