

Link do produktu: <https://akmed.pl/worki-ileostomijne-dansac-nova-1-srednica-otworu-15-90-mm-do-przyciecia-8860134-p-6016.html>



Worki ileostomijne Dansac Nova 1 Średnica otworu: 15-90 mm (do przycięcia) - 8860134

Numer katalogowy **8860134**

Producent **Dansac**

Opis produktu

System jednoczęściowy otwarty

- Hydrokoloidowa, przyjazna dla skóry antyalergiczna płytka, grubsza wokół stomii i zwężająca się ku brzegom, dzięki czemu idealnie przylega do skóry.
- Filtr węglowy eliminujący nieprzyjemne zapachy i zapobiegający tworzeniu się efektu balona.
- Specjalnie tłoczona folia z pęcherzykami powietrza minimalizująca przyleganie treści jelitowej do ścianek worka i redukująca odgłosy towarzyszące opróżnianiu się jelita.
- Niezwykle proste w obsłudze zamknięcie na rzep, a w przypadku worków asymetrycznych klamra lub elastyczna zapinka.

Zastosowanie

Jednoczęściowe worki stomijne z możliwością opróżniania **Dansac Nova 1**.

Pakowane po 10 sztuk w pudełku. Możliwość zakupu pojedynczych sztuk.

Średnica otworu: Średnica otworu: 15-90 mm (do przycięcia)

nr katalogowy: 8860134