

Link do produktu: <https://akmed.pl/worki-ileostomijne-dansac-nova-1-z-otworem-do-wyciecia-do-40-mm-8860135-p-6003.html>



Worki ileostomijne Dansac Nova 1 z otworem do wycięcia do 40 mm - 8860135

Numer katalogowy **8860135**

Producent **Dansac**

Opis produktu

System jednoczęściowy otwarty

- Hydrokolidowa, przyjazna dla skóry antyalergiczna płytka, grubsza wokół stomii i zwężająca się ku brzegom, dzięki czemu idealnie przylega do skóry.
- Filtr węglowy eliminujący nieprzyjemne zapachy i zapobiegający tworzeniu się efektu balona.
- Specjalnie tłoczona folia z pęcherzykami powietrza minimalizująca przyleganie treści jelitowej do ścianek worka i redukująca odgłosy towarzyszące opróżnieniu się jelita.
- Niezwykle proste w obsłudze zamknięcie na rzep, a w przypadku worków asymetrycznych klamra lub elastyczna zapinka.

Zastosowanie

Jednoczęściowe worki stomijne z możliwością opróżniania **Dansac Nova 1**.

Pakowane po 30 sztuk w pudełku. Możliwość zakupu pojedynczych sztuk.

Średnica otworu: Brak gotowego otworu. Możliwość docięcia: do 40 mm
nr katalogowy: 8860135