

Link do produktu: <https://akmed.pl/worki-ileostomijne-dansac-novallife-1-srednica-otworu-40-5570-mm-do-przyciecia-30-szt-8860191-p-6025.html>



Worki ileostomijne Dansac NovaLife 1 średnica otworu: 40-55/70 mm (do przycięcia, 30 szt) - 8860191

Numer katalogowy **8860191**

Producent **Dansac**

Opis produktu

System jednoczęściowy

Cechy serii NovaLife 1 - Kolorowa wypustka umieszczona na płytce powoduje, że płytkę można łatwo i bezpiecznie odkleić.

- Nad płytką pozostaje niewielka powierzchnia worka, która redukuje odkształcanie i zapewnia dyskrecję.
- Otwór znajdujący się w górnej części płytki sprawia, że worek układa się niżej na brzuchu i jest łatwiejszy do ukrycia.
- Owalny kształt powoduje, że płytka dopasowuje się do naturalnych zaokrągleń ciała, łatwo jest ją dociąć i przykleić tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.
- Przyjazna dla skóry hydrokoloidowa płytka na bazie naturalnych składników jest przyjazna dla skóry.
- Wyprofilowana płytka, na brzegach bardziej cieńsza niż w środku, zapewnia elastyczne dopasowanie do ciała i bezpieczne przyleganie.
- Wysoce wydajny filtr Novalife to ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami oraz ryzykiem tworzenia się balonu przez cały dzień. Może być używany w warunkach dużej wilgotności bez powłoki zabezpieczającej.
- Funkcjonalny, ergonomiczny kształt worka został ulepszony o miękką, wygodną i wodoodporną fizelinę.
- Odpowiednie ułożenie dwóch płytek przy zamknięciu pozwala na proste i higieniczne otwarcie oraz opróżnianie i czyszczenie worka.
- Ujście worka można prosto i łatwo złożyć oraz bezpiecznie zamocować dzięki unikalnemu systemowi zapięcia na rzep. Po złożeniu ujście jest dyskretnie ukryte w obrębie worka.

Średnica otworu: średnica otworu gotowego: 40 mm, możliwość docięcia: wysokość do 55 mm, szerokość do 70 mm

Opakowanie: Pudełko tekturowe biało/pomarańczowe 30 szt.

nr katalogowy: 8860191