

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 11:38

Link do produktu: <https://akmed.pl/worki-ileostomijne-otwarte-dansac-nova-2-srednica-pierscienia-36-mm-8860024-p-6051.html>



## Worki ileostomijne otwarte Dansac Nova 2 średnica pierścienia: 36 mm - 8860024

Numer katalogowy **8860024**

Producent **Dansac**

### Opis produktu

#### System dwuczęściowy - Dansac Nova 2 worki otwarte

Dansac Nova 2 FoldUp został zaprojektowany specjalnie dla osób z ileostomią. Posiada dwie komory, dzięki którym wyeliminowane zostało ryzyko przedostawania się treści jelitowej do filtra węglowego. Ponadto, taki system umożliwia prawidłową pracę filtra nawet w nocy – niezależnie od przybranej podczas snu pozycji. Nowy system zapięcia z wbudowaną na stałe zapinką i ujściem o szerokości 70 mm nie tylko ułatwia opróżnianie woreczka i właściwe oczyszczanie, a przede wszystkim jest tak prosty i wygodny, jak nigdy dotąd.

#### Zastosowanie

Worki Dansac Nova 2 mogą być używane ze wszystkimi płytkami w takim samym rozmiarze pierścienia z systemu Dansac Nova 2 oraz Dansac NovaLife 2.

**Średnica pierścienia:** 36 mm

**Opakowanie:** Pakowane po 10 sztuk w pudełku  
**nr katalogowy:** 8860024