

Link do produktu: <https://akmed.pl/worki-ileostomijne-otwarte-dansac-nova-2-srednica-pierscienia-43-mm-8860021-p-6048.html>



Worki ileostomijne otwarte Dansac Nova 2 średnica pierścienia: 43 mm - 8860021

Numer katalogowy	8860021
------------------	----------------

Producent	Dansac
-----------	---------------

Opis produktu

System dwuczęściowy - Dansac Nova 2 worki otwarte

Dansac Nova 2 FoldUp został zaprojektowany specjalnie dla osób z ileostomią. Posiada dwie komory, dzięki którym wyeliminowane zostało ryzyko przedostawania się treści jelitowej do filtra węglowego. Ponadto, taki system umożliwia prawidłową pracę filtra nawet w nocy – niezależnie od przybranej podczas snu pozycji. Nowy system zapięcia z wbudowaną na stałe zapinką i ujściem o szerokości 70 mm nie tylko ułatwia opróżnianie woreczka i właściwe oczyszczanie, a przede wszystkim jest tak prosty i wygodny, jak nigdy dotąd.

Zastosowanie

Worki Dansac Nova 2 mogą być używane ze wszystkimi płytkami w takim samym rozmiarze pierścienia z systemu Dansac Nova 2 oraz Dansac NovaLife 2.

Średnica pierścienia: 43 mm

Opakowanie: Pakowane po 10 sztuk w pudełku
nr katalogowy: 8860021