

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:29

Link do produktu: <https://akmed.pl/worki-ileostomijne-otwarte-dansac-nova-2-srednica-pierscienia-55-mm-8860026-p-6053.html>



Worki ileostomijne otwarte Dansac Nova 2 średnica pierścienia: 55 mm - 8860026

Numer katalogowy **8860026**

Producent **Dansac**

Opis produktu

System dwuczęściowy - Dansac Nova 2 worki otwarte

Dansac Nova 2 FoldUp został zaprojektowany specjalnie dla osób z ileostomią. Posiada dwie komory, dzięki którym wyeliminowane zostało ryzyko przedostawania się treści jelitowej do filtra węglowego. Ponadto, taki system umożliwia prawidłową pracę filtra nawet w nocy – niezależnie od przybranej podczas snu pozycji. Nowy system zapięcia z wbudowaną na stałe zapinką i uściem o szerokości 70 mm nie tylko ułatwia opróżnianie woreczka i właściwe oczyszczanie, a przede wszystkim jest tak prosty i wygodny, jak nigdy dotąd.

Zastosowanie

Worki Dansac Nova 2 mogą być używane ze wszystkimi płytkami w takim samym rozmiarze pierścienia z systemu Dansac Nova 2 oraz Dansac NovaLife 2.

Średnica pierścienia: 55 mm

Opakowanie: Pakowane po 10 sztuk w pudełku
nr katalogowy: 8860026